

Skötselråd hygienöverdrag

TVÄTT AV HYGIENÖVERDRAG

ProCare hygienöverdrag är tillverkat av slitstarkt och vattenavvisande Tencel™. Överdraget kan tvättas i 90°C i vanlig hushållsmaskin. Använd ej strykjärn.



DESINFEKTION OCH REKONDITIONERING

Rekonditionering och desinfektion sker med tvätt av hygienöverdraget i en temperatur på 90°C i mild process.

MODELL

Hygienöverdrag, 150x210 cm

Hygienöverdrag, 100x140 cm

ART.NR

cce-p-150

cce-p-100